

Verarbeitungs- und Reinigungshinweise / Instructions



Verarbeitung:

- Keine Lösungsmittelklebstoffe verwenden!
- PES Vlies 40 g/m² zwischen Kunstleder und Polsterschaum einlegen

Reinigung:

- Neutrale Seifenlauge verwenden, handwarmes Wasser
- Reinigung mit Mikrofasertuch durchführen, kreisende Bewegungen
- Hartnäckigere Flecken mit einer Bürste inklusive Seifenlauge behandeln, kreisende Bewegungen.
- Die mit Seifenlauge versehene Oberfläche mit einem feuchten Mikrofasertuch, handwarmes Wasser, abwischen.
- Oberfläche abtrocknen!
- Für schwere Verschmutzungen ist eine Lösung aus Alkohol und Wasser im Verhältnis 1:1 empfehlenswert.
- Oberfläche mit Mikrofasertuch, handwarmes Wasser, abwischen
- Oberfläche abtrocknen!

- **Keine** Lösungs-, Bleich-, Scheuer- und Lederpflegemittel einsetzen!

Reinigung vor und nach der Desinfektion:

- Vor der Desinfektion die öl- und fetthaltigen Rückstände auf der Materialoberfläche mit einer pH-neutralen Seifenlösung entfernen.
- Erst danach ist die Materialoberfläche zu desinfizieren.
- Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch verwenden.
- Seifenreste mit einem feuchten Tuch entfernen.

- Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen, Bleich - oder Scheuermittel.
- Diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen!
- Blutflecken bitte umgehend mit kaltem Wasser entfernen.
- Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.
- Nach der Desinfektion die Materialoberfläche mit Wasser abwischen.

Desinfektionsmittelbeständig:

Geeignete Flächendesinfektionsmittel für Kunststoffoberflächen. Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei der Anwendung eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da sonst Produktschädigungen nicht auszuschließen sind. Außerhalb der EU produzierte Desinfektionsmittel bitte zur Prüfung auf Desinfektionsmittelbeständigkeit einreichen.

Viele Bekleidungstextilien besitzen unzureichende Farbechtheiten. Anfärbungen der AKV Produkte durch Jeans oder anderen Textilien sind von jeglicher Herstellergarantie ausgeschlossen.

Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und Reinigungsmitteln.

AKV International GmbH

Eberstaler Straße 27

D-74653 Ingelfingen

Tel.: 0049 (0) 7940-937613

e-mail: service@akv-international.com

www.akv-international.com

[illegible]

Prüfungsabgabe:

Kommentar:

Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei der Anwendung eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da sonst Produktschädigungen nicht auszuschließen sind.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluß nehmen können, müssen wir lediglich Garantieleistungen auf die nicht auszusprechen sind.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rollstoffe für die Beschichtungsfunktion vollständig auf die AKV Produkte ablehnen

wir empfehlen Ihnen, vor Anwendung eines Desinfektionsmittels auf den AKV Produkten, an einer nicht sichtbaren Stelle des Bezuges eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Reinigung vor und nach der Desinfektion:

- Reinigung vor und nach der Desinfektion.
- Vor der Desinfektion die öl- und fetthaltigen Rückstände auf der Materialoberfläche mit einer pH-neutralen Seifenlösung entfernen.
- Erst danach ist die Materialoberfläche zu desinfizieren.
- Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch verwenden.

Legende:

- Desinfektionsmittel geeignet
- Desinfektionsmittel nicht geeignet

- **Seifenreste mit einem reuchten Tuch entfernen!**
- **Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen, Bleich - oder Scheuermittel.**
- **Diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen!**
- **Blutflecken bitte umgehend mit kaltem Wasser entfernen.**
- **Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.**
- **Nach der Desinfektion die Materialoberfläche mit Wasser abwischen.**

16.01.2019