

Tergumed-Proxomed-Rücken Diagnose u. Therapie-Konzept

- Neupreis: ca. 110.000 Euro brutto, bestehend aus:

Tergumed 710 Extension (MR0073),

Tergumed Rotation (MR0074),

Tergumed 710 Flexion (MR0075),

Tergumed Lateral Flexion (MR0076),

Tergumed HWS / Cervikaltrainer (MR0077),

inklusive proxOS Station RFID, Computerwagen, Datenbank, Drucker, TFT 21,5" Funktastatur mit Touchpad; (MR0078) InfoPoint 3 RFID Kundenstation zum Einlesen und Ansehen der Trainingsergebnisse, Touch-PC, RFID Leser und Software; ca. 100 RFID Armbänder; proxOS connect tergutrain Trainingsplanungs- und steuerungssoftware für Kraft, Ausdauer und freie Übungen.

Besichtigung in 35578 Wetzlar möglich. Demontage und Transport ist durch den Käufer zu organisieren.

Tergumed 710 Extension (MR0073)

Bj 2020, Krafttrainingsmaschine zum Test und Training der Rücken- und Rumpfmuskulatur

- Laserpointer zur korrekten Positionierung
- Ultraschall Kraftsensorik
- SmartPanel inkl. Panelarm
- Hauptgewichte: 16x5kg = 80 kg
- Zusatzgewichte 4x1kg = 1 kg
- Maximales Nutzergewicht 180 kg
- Isometrische Messvorrichtung.
- Medizinmodukt gemäß 93/42/EWG.
- Stromanschluss 230V mit B16 Absicherung erforderlich
- LAN Isolator
- Sitzneigungsverstellung
- elektronische Sitzhöhenverstellung inkl. Autolift
- Smartpanel Konfiguration für RFID Patientenkarten

Tergumed Rotation (MR0074)

Bj 2020, Krafttrainingsmaschine zum Test und Training der Bauch- und Rumpfmuskulatur

- Ultraschall Kraftsensorik
- SmartPanel inkl. Panelarm
- Hauptgewichte: 16x5kg = 80 kg
- Zusatzgewichte 4x1kg = 1 kg
- Maximales Nutzergewicht 180 kg
- Isometrische Messvorrichtung.
- Medizinmodukt gemäß 93/42/EWG.
- Stromanschluss 230V mit B16 Absicherung erforderlich
- LAN Isolator
- elektronische Sitzhöhenverstellung inkl. Autolift
- Smartpanel Konfiguration für RFID Patientenkarten

Tergumed 710 Flexion (MR0075)

Bj 2020, Krafttrainingsmaschine zum Test und Training der Bauch- und Rumpfmuskulatur

- Laserpointer zur korrekten Positionierung
- Ultraschall Kraftsensorik
- SmartPanel inkl. Panelarm
- Hauptgewichte: 16x5kg = 80 kg
- Zusatzgewichte 4x1kg = 1 kg
- Maximales Nutzergewicht 180 kg

- Isometrische Messvorrichtung.
- Medizinmodukt gemäß 93/42/EWG.
- Stromanschluss 230V mit B16 Absicherung erforderlich
- LAN Isolator
- Sitzneigungsverstellung
- elektronische Sitzhöhenverstellung inkl. Autolift
- Smartpanel Konfiguration für RFID Patientenkarten

Tergumed Lateral Flexion (MR0076)

Bj 2020, Krafttrainingsmaschine zum Test und Training der Bauch- und Rumpfmuskulatur

- Laserpointer zur korrekten Positionierung
- Ultraschall Kraftsensorik
- SmartPanel inkl. Panelarm
- Hauptgewichte: 16x5kg = 80 kg
- Zusatzgewichte 4x1kg = 1 kg
- Maximales Nutzergewicht 180 kg
- Isometrische Messvorrichtung.
- Medizinmodukt gemäß 93/42/EWG.
- Stromanschluss 230V mit B16 Absicherung erforderlich
- LAN Isolator
- Linker Fuß für Lateralflexion
- elektronische Sitzhöhenverstellung inkl. Autolift
- Smartpanel Konfiguration für RFID Patientenkarten

Tergumed HWS / Cervikaltrainer (MR0077)

Bj 2020, Krafttrainingsmaschine zum Test und Training der Hals- und Nackenmuskulatur

- elektronische Sitzhöhenverstellung inkl. Autolift
- Laserpointer zur korrekten Positionierung
- Ultraschall Kraftsensorik
- SmartPanel inkl. Panelarm
- max Trainingsgewicht 26kg, stufenlos einstellbar
- Maximales Nutzergewicht 180 kg
- Isometrische Messvorrichtung.
- Medizinmodukt gemäß 93/42/EWG.
- Stromanschluss 230V mit B16 Absicherung erforderlich
- LAN Isolator
- Smartpanel Konfiguration für RFID Patientenkarten